

MedLinket SpO₂ センサ

安心

低コスト



ディスポーザブル
センサ




リユーズブル
センサ

対応メーカー


ネルコア

日本光電

ディスプレイ サンプル センサ

	トランスポア タイプ	対象	品番	ケーブル長
ネルコア		成人用	S0026J-LT	90cm
		小児用	S0026K-LT	90cm
	メダプラスト タイプ			
		成人用	S0026J-LP	90cm
		成人用／新生児用	S0026M-LP	90cm
		幼児用	S0026L-LP	90cm
フォーム タイプ				
		成人用／新生児用	S0026N-L	90cm

マイクロフォーム タイプ

日本光電		成人用	S0005J-LF	90cm	
			S0005J-XF	160cm	
		小児用	S0005K-XF	160cm	
		成人用／新生児用	S0005M-LF	90cm	
			S0005M-XF	160cm	
		幼児用	S0005L-XF	160cm	
	メダプラスト タイプ				
			成人用	S0005J-XP	160cm
		成人用／新生児用	S0005M-LP	90cm	
			S0005M-XP	160cm	
幼児用		S0005L-XP	160cm		
フォーム タイプ					
		成人用／新生児用	S0005N-L	90cm	
			S0005N-X	160cm	

リユーズブル センサ

Fタイプ

クリップ式のフィンガーセンサ

		対象	品番	コード長	
成人用		ネルコア	成人用	S0026B-S	100cm
			小児用	S0026C-S	100cm
小児用		日本光電	成人用	S0005B-X	160cm
			小児用	S0005C-X	160cm


SSタイプ

圧迫感の少ないソフトな素材／患者様の負担を軽減

成人用		ネルコア	成人用	S0026D-S	100cm
			小児用	S0026P-S	100cm
			幼児用	S0026E-S	100cm
小児用		日本光電	成人用	S0005D-X	160cm
			小児用	S0005P-X	160cm
			幼児用	S0005E-X	160cm

Eタイプ

末梢血流の乏しい方など耳で測定に

	ネルコア	成人用	S0026G-S	100cm
	日本光電	成人用	S0005G-X	160cm



NIKKE
Group

MedLinket SpO₂ センサ

ISO/JIS 規格に則った臨床試験にて精度確認実施しています。

<製品情報>

販売名	MedLinket ディスポセンサ	MedLinket リューザブルセンサ
一般的名称	単回使用パルスオキシメータプローブ	再使用可能なパルスオキシメータプローブ
JMDNコード	31658000	37808000
クラス分類	I (一般医療機器)	I (一般医療機器)
医療機器届出番号	26B1X00006000001	26B1X00006000002

※このカタログに掲載されているメーカー名は、各該当メーカーの登録された名称または商標です。
当社が各該当メーカーの保証を得ているか、または何らかの提携関係にあることを意味しておりません。

製造販売元

KYOTO MEDICAL PLANNING

株式会社 京都医療設計

〒607-8035 京都市山科区四ノ宮神田町4番地 古橋山科ビル
TEL (075)582-9580 FAX (075)582-9581
<http://www.kyoto-mp.co.jp/>

製造元

Shenzhen Med-link Electronics Tech CO., LTD.

※このカタログは印刷物につき実際の商品の色は若干異なる場合がございます。
掲載されている情報は2023年12月現在のものです。
仕様は予告なく変更される場合がございます。

【お問い合わせ先】